


## ZEPF Flaggenhalter



## ZEPF Flaggenhalter

Flaggenhalter, zur einfachen und schnellen Überprüfung der Parallelität von Implantatbohrungen.



**08.917.05** 5 mm

für Frontzähne und Prämolaren



**08.917.07** 7 mm

für Molaren



**08.917.13** 13 mm

für die Überprüfung einer Brücke; 2 Pfeiler als Implantat und Brückenglied prämolare



**08.917.20** 20 mm

für die Überprüfung einer Stegversorgung in der unteren Front mit dem Mindestabstand von 20 mm für beide Implantate



**08.917.00**

Flaggenhalter-Set, bestehend aus 08.917.05 - .20 im Bohrerständer



**12.300.02**

ZEPF Bohrerständer, 60° Einrastung, Träger, 8,5 x 5 cm

AESTHETIC IS THE RESULT