

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

ZEPF Flaggenhalter



ZEPF | *dental*
newsticker

ZEPF Flaggenhalter

Flaggenhalter, zur einfachen und schnellen Überprüfung der Parallelität von Implantatbohrungen.



08.917.05 5 mm

für Frontzähne und Prämolaren



08.917.07 7 mm

für Molaren



08.917.13 13 mm

für die Überprüfung einer Brücke; 2 Pfeiler als Implantat und Brückenglied prämolare



08.917.20 20 mm

für die Überprüfung einer Stegversorgung in der unteren Front mit dem Mindestabstand von 20 mm für beide Implantate



08.917.00

Flaggenhalter-Set, bestehend aus 08.917.05 - .20 im Bohrerständer



12.300.02

ZEPF Bohrerständer, 60° Einrastung, Träger, 8,5 x 5 cm

