


Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

Mini-Wurzelheber für axiale Luxation
im Heidbrink Mini-Hohlheft



ZEPF | *dental*
newsticker

ZEPF Mini-Wurzelheber

REF 17.051.20 & 17.051.25

Präzise axiale Luxation – perfekt geführt im Heidbrink Mini-Hohlheft

Die Mini-Wurzelheber von **ZEPF** wurden speziell für die axiale Luxation entwickelt. Ihre extrem schlanken, scharfen Spitzen ermöglichen ein kontrolliertes und schonendes Lösen des Parodontalligaments – ideal für minimalinvasive chirurgische Eingriffe und anspruchsvolle Extraktionen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Feinste Spitzengeometrie** – optimal für engste Strukturen und präzise Luxationsbewegungen
- **Rasiermesserscharfe Schneiden** – effizientes Arbeiten mit minimalem Kraftaufwand
- **Heidbrink Mini-Hohlheft** – ergonomische Form für perfekte Kontrolle und angenehme Handhabung
- **Hochwertige ZEPF Qualitätsfertigung** – langlebig, stabil, zuverlässig
- **Ideal für minimalinvasive, atraumatische Techniken**

Die Modelle:

- REF 17.051.20 – Mini-Wurzelheber, #1 gerade 2,5 mm
- REF 17.051.25 – Mini-Wurzelheber, #2 gerade 5,0 mm

Mit den **ZEPF** Mini Wurzelhebern arbeiten Sie maximal präzise, schonend und kontrolliert – Made in Germany.

