

ZEPF Mikro Pinzetten – neue Cooley und Fadenpinzette

Für den Zugang im retromolaren Bereichen haben wir die Cooley Pinzette mit einer neuen Biegung versehen.

Die Mikro-Fadenpinzette wurde immer wieder gefordert für die Bereiche der Mikrochirurgie. Eine sichere Führung von Weichgewebe bei der Naht ist hiermit gewährleistet.



22.823.17

ZEPF Mikro-Pinzette Cooley Spezial,
25° gebogen, lange Spitze,
für retromolare Bereiche

22.814.17

ZEPF Mikro-Nahtpinzette,
glatte Innenflächen,
Außenring-Ø 2 mm, 18 cm



08.03.2017-D  Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

AESTHETIC IS THE RESULT

