

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**



Streifenhaltepinzette
nach Dr. H. Dietrich, Baden/Österreich



ZEPF | *dental*
newsticker



Streifenhaltepinzette
nach Dr. H. Dietrich, Baden/Österreich

Anwendungen

- Finish von adhäsiv befestigten Restaurationen (Klebefugen)
- Mit Streifenbreite von 2,5 bis 3,0 mm lässt sich der Supragingivalbereich unter dem Kontaktpunkt bestens bearbeiten, ohne diesen selbst zu schwächen
- Politur von Füllungen
- Feste, sichere Positionierung von Matrizen
- Separation von Zähnen
- Strippen in der Kieferorthopädie
- Prophylaxe:
Leichte Entfernung von harten Interdentalbelägen

Vorteile

- Leichtes Erreichen von bisherigen „Problemzonen“
- Graziles Design ermöglicht Handhabung auf engstem Raum
- Sicherer Halt durch diamantierte Oberfläche
- Präzise Führung des Streifens unter leichtem Zug
- Stufenloses Variieren der Streifenlänge
- Streifen wird beim Fixieren nicht verformt
- Materialersparnis (Nutzung der gesamten Streifenlänge)

Anwendungsbeispiele

Im Oberkiefer-Seitenzahn-
bereich






Im Unterkiefer-Seitenzahn-
bereich



Im Ober-/Unterkiefer-
Frontzahnbereich



Adhäsive Veneerversorgung



22.998.14

Strip Grip® Streifenhaltepinzette zur intra-oralen Ausarbeitung von Füllungen bzw. adhäsiv befestigten Restaurationen unter Verwendung von Polier- und Finierstreifen.
VPE = 2 Stück

