

BIONIK Titan Planstopfer mit Graduierung

für das Stopfen von Augmentatmaterial am Implantat

24.532.19

Planstopfer aus Titan mit Tiefenmessung, auswechselbare Spitzen, gerieft, Gewinde M4 x 0,5, im Bionik Griff gelbgrün

Ø 1,0 mm

Graduierung: 3,0 mm
6,0 mm
9,0 mm
12,0 mm
15,0 mm



BIONIK
PIOUK

ZEPF



reddot design award
winner 2010

BIONIK Universalgriff aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität.

Ø 2,0 mm



07.03.2017-D



Alle hier aufgeführten Produkte sind gemäß Medizinprodukteverordnung 93/42/EWG mit dem CE-Zeichen versehen.

AESTHETIC IS THE RESULT

