

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

LANGER Universal-Kürette # L 17/18

im **ZEPF** **BIONIK** Griff



24.207.17L



24.201.05L



ZEPF | *dental*
newsticker

LANGER Universal-Kürette # L 17/18

im **ZEPF BIONIK** Griff

Die neue Langer Kürette # L 17/18 verfügt über die gleiche Biegung wie die Gracey # GRA 17/18 und ist die perfekte Ergänzung zu unserem Universal-Küretten Sortiment.

Im Gegensatz zu den Gracey-Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeitsenden / Schneidkanten, so dass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können.

Die 3-fach-Biegung der Arbeitsenden ermöglicht einen optimalen Zugang speziell im distalen Prämolaren- und Molarenbereich sowie bei eingeschränkter Mundöffnung.

Die **ZEPF BIONIK** Griffe wurden nach ergonomischen Erkenntnissen optimal für die Kürettage gestaltet. **QUICKFIX**



8-4	4-8
8-4	4-8

24.207.17L

Langer # L 17/18, Universal-Kürette für obere und untere Molaren und Prämolaren, im **ZEPF BIONIK** Griff kobaltblau, Einsätze auswechselbar

Optional:

Bei Verwendung der Universal-Kürette Langer # L 5/6 (24.201.05L) für den Ober- und Unterkiefer im Frontzahnbereich zusammen mit der neuen Langer # L 17/18 (24.207.17L) werden alle Zähne von 1-8 im Ober- und Unterkiefer abgedeckt.



3-1	1-3
3-1	1-3

24.201.05L

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette für Frontzähne im Ober- und Unterkiefer, im **ZEPF BIONIK** Griff gelb, Einsätze auswechselbar

BIONIK


reddot design award
winner 2010

BIONIK Universalgriff aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich. Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.


HELMUT ZEPF

HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
Obere Hauptstr., 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany · Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · zopf-dental.com

Close to you.