

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

Explorer 11/12

feine Ausführung, im **ZEPF BIONIK** Griff



ZEPF dental
newsticker

Explorer 11/12

feine Ausführung, im **ZEPF BIONIK** Griff

Der Explorer 11/12 im **ZEPF BIONIK** Griff zeichnet sich durch feine Ausführung und spitze Arbeitsenden aus. Zum subgingivalen Ertasten von Zahnstein und Konkrementen in tiefen Taschen.



24.440.00

Explorer 11/12, doppelendig, im **ZEPF BIONIK** Griff, signalviolett, feine Ausführung, Arbeitsenden spitz, Biegung analog Gracey 11/12



BIONIK^{ZEPF}

red dot design award
winner 2010

BIONIK Universalgriff aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich.

Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.



HELMUT ZEPF

HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
Obere Hauptstr., 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany · Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · zopf-dental.com

Close to you.