

# Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

**ZEPF** Kontrast-PA-Sonden-Einsätze



**ZEPF** | *dental*  
newsticker

## Kontrast-PA-Sonden-Einsätze

Die neuen **ZEPF** Kontrast-PA-Sonden aus Kunststoff verfügen über ein flexibles Arbeitende, das sich optimal der Anatomie beim Messen der Taschentiefen anpasst. Farbstabile, schwarze Markierungen auf dem weißen Grundmaterial gewährleisten einen sehr guten Kontrast bei der Ablesung.

Die sterilisierbaren, auswechselbaren Spitzen sind in den unterschiedlichen gängigen Graduierungen erhältlich. Diese sind, neben der allgemeinen Feststellung des parodontalen Status, auch gerade zur Verwendung am Implantat geeignet. Mit diesen Sonden ist ein Verkratzen der Oberflächen des Implantates ausgeschlossen.

**Die Spitzen sind wiederverwendbar, bis sie verbogen, ausgebleicht bzw. nicht mehr ablesbar sind.**



**24.451.00** # 1

Graduierung 3/6/8/11 mm  
M4 x 0,5 mm, VPE 12 Stück



**24.451.01** # CPG 12

Graduierung 3/6/9/12 mm  
M4 x 0,5 mm, VPE 12 Stück



**24.451.02** # CPNG 22

Graduierung 2/4/6/8/10/12 mm  
M4 x 0,5 mm, VPE 12 Stück




**24.451.03** # PCPG 11.5

Graduierung 3,5/5,5/8,5/11,5 mm  
M4 x 0,5 mm, VPE 12 Stück



**24.451.06** # CNC

Graduierung 1 - 15 in mm-Schritten,  
North Carolina, M4 x 0,5 mm, VPE 12 Stück



Flexibles Arbeitende



Verpackungsbeispiel



Montage ohne Werkzeug

**24.451.02** # CPNG 22

Parodontometer auswechselbar, Graduierung:  
2/4/6/8/10/12 mm, M4 x 0,5 mm, VPE 12 Stück

**26.193.15** **BIONIK** Universalgriff einendig

**QUICKFIX**, hellrot-magenta, inkl. 1 Endkappe  
Der Griff ist in 10 verschiedenen Farben erhältlich.

