

# Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

## BIONIK Titan Planstopfer mit Graduierung

für das Stopfen von Augmentatmaterial am Implantat

**24.532.19**

Planstopfer aus Titan mit Tiefenmessung, auswechselbare Spitzen, gerieft, Gewinde M4 x 0,5, im Bionik Griff gelbgrün

Ø 1,0 mm

Graduierung: 3,0 mm  
6,0 mm  
9,0 mm  
12,0 mm  
15,0 mm



**bionik** ZEPF  
PIONIK



reddot design award  
winner 2010

**BIONIK Universalgriff** aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität.

Ø 2,0 mm



**ZEPF** dental  
newsticker

**HEL MUT ZEPF**

HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE  
Obere Hauptstr., 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany · Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · [zopf-dental.com](http://zopf-dental.com)

Close to you.