

Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921


ImpacTray

nach PD Dr. Weng, Starnberg

Das ImpacTray nach PD Dr. Weng ermöglicht sowohl mikro- als auch makro-chirurgische Eingriffe in der Implantologie, Parodontologie und augmentativen Chirurgie.

Die Zusammenstellung und Neuentwicklung eines effizienten, meist doppelseitig verwendbaren und teilweise auswechselbaren Instrumentariums reduziert die Zahl der notwendigen Instrumente auf ein Mindestmaß.

Aus welchen Einzelinstrumenten das Set besteht, finden Sie auf der Rückseite.



24.971.00

ImpacTray komplettes Set

ZEPF | *dental*
newsticker

Das ImpactTray beinhaltet:

Abbildung	Artikelbeschreibung	enthalten im Set
	24.971.00 ImpactTray nach PD Dr. Weng , Starnberg beinhaltet:	1 Set
	24.210.01L BIONIH Universal Kürette, Langer # L1/2 , schwarz, auswechselbar	1 Stück
	24.208.03L BIONIH Universal Kürette, Langer # L3/4 , gelbgrün, auswechselbar	1 Stück
	24.201.05L BIONIH Universal Kürette, Langer # L5/6 , gelb, auswechselbar	1 Stück
	41.848.08 Sinuselevator, DPE. 4,2 mm / 3,6 mm, stumpf	1 Stück
	26.183.00 Desmotom zur Trennung der Desmodontalfasern, Titan	1 Stück
	46.035.05 PapillEx Mikroelektor nach PD Dr. Weng zum Lösen graziiler parodontaler Strukturen	1 Stück
	24.747.04 Prichard Raspatorium für großflächige Lappenelevationen sowie zum Abhalten	2 Stück
	24.114.00 Sondenkombination nach PD Dr. Weng	1 Stück
	24.747.06 Kirkland , ZEPF -Line, auswechselbar, zum Präparieren von gewinkelten Spaltlappen	1 Stück
	46.013.00Z Mikrochirurgischer Skalpellgriff, ZEPF -Line, leichte Ausführung, 13 cm, Titan	1 Stück
	24.087.02 Mundspiegelgriff mit Spiegel 24.071.22 , Titan	2 Stück
	46.007.00 Skalpellgriff ZEPF -Line, gerade, für Skalpellklingen Nr. 10 - 15	2 Stück
	22.810.17 Mikrochirurgische Pinzette ZEPF -Line, 1 x 2 Zähne, 17,5 cm	2 Stück
	22.489.00M Micro-Adson 1 mm, mit Fadenplatte, 15 cm 1 x 2 Zähne	1 Stück
	22.025.03 Zahnpinzette mit Stopp-Stift, Ergonomic, Maulteil gerieft, 15 cm	1 Stück
	41.252.15TC Crile-Wood Nadelhalter, gerade, mit Hartmetallbacken, 15 cm	1 Stück
	46.081.16SC Joseph Zahnfleischschere, gebogen, 16 cm, SuperCut, Mikroverzahnung 0,25 mm	1 Stück
	41.015.17 Mikro-Nadelhalter Hold'n'Cut, nach PD Dr. Weng , kombiniert mit Schere, SpinLock	1 Stück
	85.251.04 Anmischbecher, rostfrei, mit Deckel aus POM, Ø 4 cm	1 Stück

