

GIN-Knives
im Z-SHAPE-Griff



GIN

Z-SHAPE
RELAX *DBGM*

GIN-Knives im Z-SHAPE-Griff

Der sichere chirurgische Zugang zum parodontalen Defekt. Zum schonenden mobilisieren und Ablösen der Gingiva bei horizontalem Knochenabbau.

Das GIN-Knife gewährleistet eine atraumatische Mobilisierung des Mukoperiostlappen.

Durch die glatte Oberfläche und der besonderen Form des Arbeitendes kann die Wurzeloberfläche und alle alveolaren Knochenränder schnell und einfach übersichtlich dargestellt werden.

Die perfekte Lösung begleitend zur offenen Kürettage. Alle Einsätze sind auswechselbar, M4x0,5.



26.182.38

GIN-Knife #1
gerade



26.182.39

GIN-Knife #2
gebogen




26.182.40

GIN-Knife #3
distal Biegung

26.182.45

GIN-Knife Kit
inkl. 1/3 Waschrahmen
REF 85.182.00.



Z-SHAPE
RELAX 

AESTHETIC IS THE RESULT