

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

GIN-Knives
im **Z-SHAPE**-Griff



Z-SHAPE
RELAX **DBGM**

ZEPF *dental*
newsticker

GIN-Knives

im **Z-SHAPE**-Griff

Das GIN-Knife ist ein graziles, leicht scharfes Instrument, das die schonende Entfernung von Wurzelresten ermöglicht. Durch seine spitz zulaufende Form können tief sitzende Wurzelreste effektiv extrahiert werden, ohne den umliegenden Kieferknochen zu beschädigen.



Diese präzise Gestaltung erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen und minimiert das Risiko von Schäden am Knochen und umliegenden Geweben, was eine schnellere Heilung fördert. Alle Einsätze sind auswechselbar, M4x0,5.


26.182.38
GIN-Knife #1
 gerade

26.182.39
GIN-Knife #2
 gebogen

26.182.40
GIN-Knife #3
 distal Biegung


Rückseite


26.182.45
GIN-Knife Kit
 inkl. 1/3 Waschrahmen
 REF 85.182.00.

Z-SHAPE
 RELAX **DBGM**

HELMUT ZEPF

 HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
 Obere Hauptstr., 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany · Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · zopf-dental.com

Close to you.