

Abhalter "Whale Fin"
nach Dr. Maty



Abhalter "Whale Fin"

nach Dr. Maty



37.448.30

Abhalter "Whale Fin",
Größe 1 (30 mm),
sterilisierbar



37.448.35

Abhalter "Whale Fin",
Größe 2 (35 mm),
sterilisierbar

Beide Größen des "Whale Fin" Abhalters sind als Einsatz M4 x 0,5 oder als Komplettinstrument im **ZEPF BIONIK** Griff erhältlich.

Vorteile:

- gute optische Sicht auf das Operations-/ Präparationsfeld
- eine sichere Abhaltung der Weichgewebe und eine gute optische Kontrolle auch im Seitenzahnbereich
- atraumatisch – kein punktueller Kontakt, sondern Flächenkontakt
- extra Aussparung für das Lippenbändchen OK / UK mit Ausschnitt in der Mitte der Abhaltefläche / Arbeitsflächen
- Wellenform der Arbeitsfläche ermöglicht bessere Anpassung im OK / UK
- einsetzbar auch in der Prothetik (z. B. Zahnpräparation)

Die ergonomische Form des Raspatoriums und des Abhalters ermöglicht leichte Reinigungs- und Sterilisationsvorgänge.



BIONIK

reddot design award
winner 2010

BIONIK Universalgriff aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich.

Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitssenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.



37.446.06

Abhalter "Whale Fin",
Größe 1,
im **ZEPF BIONIK**
Universalgriff, PEEK,
einendig,
türkis-lichtblau



37.446.07

Abhalter "Whale Fin",
Größe 2,
im **ZEPF BIONIK**
Universalgriff, PEEK,
einendig,
gelbgrün

AESTHETIC IS THE RESULT