

ZEPF Retraktor und Mundspiegel
nach ZA Beck



ZEPF Retraktor und Mundspiegel nach ZA Beck

Der in zwei Größen erhältliche **ZEPF BIONIK** Retraktor und Mundspiegel zeichnet sich durch sein herzförmiges, ergonomisches und hochglanzpoliertes Design aus. Das Instrument ist in den Größen 24 und 27 mm erhältlich.

Er ist universal einsetzbar als:

- Mundspiegel, für das Abhalten von Wangen, der Zunge, oder auch eines Mukoperiostlappens.
- Durch seine innovative Herzform ist eine besonders ergonomische Adaption in allen Quadranten möglich.
- Der Abhalter unterstützt durch seine Reflektionsflächen die optimale Ausleuchtung des OP-Feldes.
- Er ist sehr patientenfreundlich durch seine großen Auflageflächen.



37.448.10



37.448.20

24.062.30

ZEPF BIONIK Retraktor und Mundspiegel, Größe 1, 24 mm,
ZEPF BIONIK Universalgriff, PEEK, einendig, signalorange

24.062.31

ZEPF BIONIK Retraktor und Mundspiegel, Größe 2, 27 mm,
ZEPF BIONIK Universalgriff, PEEK, einendig, signalviolett



AESTHETIC IS THE RESULT