

ZEPF Foto- und Wangenabhalter, rostfrei



ZEPF Foto- und Wangenabhalter, rostfrei

Die **HELMUT ZEPF** Foto- und Wangenabhalter ermöglichen einen guten Einblick auf die intraoralen Strukturen und das OP Feld.

Aus forensischen Gründen ist die Vorher-Nachher-Dokumentation in der zahnärztlichen Praxis nicht mehr wegzudenken. Intraorale Fotografie, aber auch das großflächige Abhalten der Wangen in der zahnärztlichen Diagnostik und auch bei chirurgischen Eingriffen sind häufige Einsatzmöglichkeiten der **HELMUT ZEPF** Wangenabhalter.

Die vorliegenden Formen sind auch als Kunststoffabhalter verfügbar. Je nach verwendeten Kunststoffgrundmaterialien sind diese jedoch nicht immer unbedenklich in der Hygienekette aufzubereiten.

Aus rostfreiem Medizinstahl hergestellt, erfüllen unsere Abhalter alle Anforderungen nach den RKI-Richtlinien.

Die ergonomische Ausgestaltung der Abhalter gewährleistet ein optimales Handling und verfügt über eine hohe Akzeptanz beim Patienten.

37.457.00

ZEPF Foto- und
Wangenabhalter



37.457.01

ZEPF Foto- und
Wangenabhalter
1/2 links



37.457.02

ZEPF Foto- und
Wangenabhalter
1/2 rechts



AESTHETIC IS THE RESULT