

Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

ZEPF Retraktor und Mundspiegel
nach ZA Beck



ZEPF | *dental*
newsticker

ZEPF Retraktor und Mundspiegel nach ZA Beck

Der in zwei Größen erhältliche **ZEPF BIONIK** Retraktor und Mundspiegel zeichnet sich durch sein herzförmiges, ergonomisches und hochglanzpoliertes Design aus. Das Instrument ist in den Größen 24 und 27 mm erhältlich.

Er ist universal einsetzbar als:

- Mundspiegel, für das Abhalten von Wangen, der Zunge, oder auch eines Mukoperiostlappens.
- Durch seine innovative Herzform ist eine besonders ergonomische Adaption in allen Quadranten möglich.
- Der Abhalter unterstützt durch seine Reflektionsflächen die optimale Ausleuchtung des OP-Feldes.
- Er ist sehr patientenfreundlich durch seine großen Auflageflächen.



37.448.10



37.448.20



24.062.30

ZEPF BIONIK Retraktor und Mundspiegel, Größe 1, 24 mm, **ZEPF BIONIK** Universalgriff, PEEK, einendig, signalorange

24.062.31

ZEPF BIONIK Retraktor und Mundspiegel, Größe 2, 27 mm, **ZEPF BIONIK** Universalgriff, PEEK, einendig, signalviolett



HELMUT ZEPF

HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE
Obere Hauptstr., 16-22 · 78606 Seitingen-Oberflacht, Germany · Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 · zefp-dental.com

Close to you.