

# Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

**ZEPF** Küretten nach Lucas – ungezahnt und gezahnt  
doppelendig, 17,5 cm, **ZEPF**-Line



**Lucas**  
1,5 mm

**41.855.00Z**

**41.855.00ZS**

gezahnt



**Lucas**  
2,5 mm

**41.855.01Z**

**41.855.01ZS**

gezahnt



**Lucas**  
3,0 mm

**41.855.02Z**

**41.855.02ZS**

gezahnt



**Lucas**  
5,0 mm

**41.855.04Z**



**Lucas**  
2,5 mm  
doppelt gebogen  
für OK

**41.855.05ZS**

gezahnt



**ZEPF** *dental*  
newSticker

## ZEPF Küretten nach Lucas – ungezahnt und gezahnt

doppelig, 17,5 cm, ZEPF-Line

Die **ZEPF** Lucas Küretten, auch Schaber nach Lucas genannt, sind erhältlich im bewährten **ZEPF**-Schuppen-design-Griff. Der Griff erlaubt die optimale Führung des Instruments.









Der Griff selbst wurde matt gehalten, um Reflexionen soweit wie möglich zu reduzieren. Die Arbeitsenden selbst sind hochglanzpoliert, um bestmögliche Reinigungsergebnisse zu erzielen, da diese Instrumente naturgemäß immer im blutigen Milieu eingesetzt werden. Anwendung finden die Lucas Küretten zur Kürettage von Extraktionsalveolen und zur Entfernung von Zysten.

Die **ZEPF** Lucas Küretten sind erhältlich in 4 Größen.

Der 1er Schaft ist extra lang ausgeführt, damit die scharfe Schneide insbesondere die apikalen Bereiche einer Extraktionsalveole optimal erreichen kann.

Für die sichere Entfernung von Zysten hat sich die neue gezahnte Variante besonders bewährt.

Das zu entfernende Weichgewebe wird dabei sicher von der Mikro-Zahnung gehalten, was letztlich zu einer effizienten und damit zeitsparenden Behandlung führt.

Abbildung	Artikelbeschreibung	Bestellmenge
	<b>41.855.00Z</b> 1,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.00ZS</b> mit Maulrandzahnung 1,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.01Z</b> 2,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.01ZS</b> mit Maulrandzahnung 2,5 mm	1 Stück
	<b>41.855.02Z</b> 3,0 mm	1 Stück
	<b>41.855.02ZS</b> mit Maulrandzahnung 3,0 mm	1 Stück
	<b>41.855.04Z</b> 5,0 mm	1 Stück
	<b>41.855.05ZS</b> mit Maulrandzahnung 2,5 mm, doppelt gebogen, für OK	1 Stück

Maulrandzahnung



HELMUT ZEPF

HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE  
HELMUT ZEPF MEDIZINTECHNIK GMBH · FABRIK FÜR ZAHNÄRZTLICHE & CHIRURGISCHE INSTRUMENTE  
Obere Hauptstr., 10122-478006 Seifingen-Oberflacht, Germany 4 Tel.: +49 (0) 7464 496-8801 [www.zepf-dental.com](http://www.zepf-dental.com)

Close to you.