

Tunnelier-Instrument mit Bohrungen
im **ZEPF BIONIK** Griff



Tunnelier-Instrument mit Bohrungen

im **ZEPF BIONIK** Griff

Tunnelier-Instrument für OK und UK im **ZEPF BIONIK** Griff. Beide Enden versehen mit einer Ø 0,8 mm Bohrung, zur Aufnahme des Fadens, zur vereinfachten Platzierung des Schleimhauttransplantates.



46.040.20

Tunnelier-Instrument mit Bohrungen, doppelendig, im **ZEPF BIONIK** Griff, grau, für OK und UK, Breite 2,5 mm, Ø 0,8 mm Bohrungen



BIONIK^{ZEPF}

reddot design award
winner 2010

BIONIK Universalgriff aus PEEK-High-Tech-Kunststoff. Garantiert eine ideale Kräfteübertragung mit bisher nicht gekannter Sensitivität. Der Griff ist in 10 verschiedenen, frischen Grundfarben erhältlich. Die im ergonomischen **BIONIK** Griff eingesetzten und auswechselbaren Arbeitsenden stehen für höchste Wirtschaftlichkeit bei bestem taktilem Handling.

AESTHETIC IS THE RESULT