

IMPLANT-EX
ZEPF Explantationszange



IMPLANT-EX

ZEPF Explantationszange

Die Implantatversorgung im Kiefer stellt einen Segen für die Patientenversorgung da. Mit vorschreitendem Alter lässt es sich leider nicht immer vermeiden das ein Implantat auch wieder entfernt werden muss. Dafür gibt es die unterschiedlichsten Indikationen.

Das kann an einer nicht mehr gegebenen Versorgung mit Ersatzteilen sein oder eine klinische Indikation, welche die Explantation des Implantates notwendig werden lässt. Mit den neuen IMPLANT-EX Zangen von **ZEPF** kann

diese Implantat-Extraktion einfach von Statten gehen, und dies sowohl im Unterkiefer als auch im Oberkiefer.

Das Zangenmaul ist so gearbeitet das die eingefrästen Rillen und der gewählte Radius ein sicheres Fassen der unterschiedlichen Implantat-Durchmesser erlauben.

Somit kann sicherlich in vielen Fällen von einer Entfernung der Implantate mit Trepanbohrern abgesehen werden und diese Implantat-Extraktion deutlich patientenfreundlicher durchgeführt werden.



47.834.00

Explantationszange
Oberkiefer, rostfrei, 155 mm



47.834.01

Explantationszange
Unterkiefer, rostfrei, 155 mm

AESTHETIC IS THE RESULT