


Bone Grafting Kit  
im **BIONIK**-Griff



**BIONIK**<sup>ZEPP</sup>



reddot design award  
winner 2010

## Bone Grafting Kit

im **BIONIK**-Griff


Ideal abgestimmtes Instrumentarium im **ZEPF BIONIK**-Griff für die Knochenaugmentation. Mit auswechselbaren Spitzen, Gewinde M4 x 0,5, bestehend aus:

47.848.00

### Bone Grafting Kit

inkl. 1/3 Waschräumen

REF 85.182.00.



**47.848.01**  
**Graft Carrier Plugger**

Stopfer/Löffel Kombination zum Konturieren und Einbringen von Transplantaten. **BIONIK**-Griff, hellrot-magenta.



**47.848.02**  
**Graft Material Carrier**

Augmentatapplikator und Löffel Kombi-Instrument für das sichere Einbringen von unterschiedlich großen Transplantaten an der Empfängerstelle. **BIONIK**-Griff, gelb.



**47.848.03**  
**Graft and Sinus Packer**

Plan-/Kugelstopfer Kombinationsinstrument zum Verdichten von Augmentationsmaterial. **BIONIK**-Griff, türkis-lichtblau.



**24.532.19**  
**Titan Planstopfer Instrument**

mit Graduierung 3/6/9/12/15 mm zur Tiefenmessung und für das Verdichten von Augmentationsmaterial am Implantat. **BIONIK**-Griff, gelbgrün.

Ø 1,0 mm

Graduierung:

3,0 mm

6,0 mm

9,0 mm

12,0 mm

15,0 mm

Ø 2,0 mm

AESTHETIC IS THE RESULT