



ZEPF Knochenblockhalter mit Stativ
Ihre dritte Hand!








ZEPF Knochenblockhalter mit Stativ

Ihre dritte Hand!

Im Stativ eingespannt, kann der Knochenblock, in der Spannzange fixiert, exakt bearbeitet werden. Über den Schnellverschluss ist der Knochenblockhalter schnell und bequem vom Stativ zu lösen. Anschließend ist der Knochenblockhalter durch seine ergonomische und leichte Bauweise optimal geeignet, das Transplantat im OP-Gebiet zu fixieren.



47.956.20

ZEPF Knochenblockhalter

47.956.30

ZEPF Stativ für Knochenblockhalter

47.956.10


Set:

ZEPF Knochenblockhalter mit Stativ



Demontage

Montage in umgekehrter Reihenfolge.



AESTHETIC IS THE RESULT