

## ZEPF Bone-Scraper II

In der oralen Chirurgie werden Knochenersatz- und Knochenaufbaumaterialien bei Augmentationen oftmals mit autogenen Knochenspänen kombiniert.

Der Bone Scraper ist ein ideales Instrument zur einfachen und schnellen Gewinnung autologen Knochenmaterials. Er dient zum Schaben, Sammeln und Transplantieren von Eigenknochen.

Durch den Einsatz der Bone-Scraper kann auf Instrumente wie Knochenfilter, Trepanbohrer, Sägen und Knochenmühlen verzichtet werden. Seine Klingen ermöglichen die Gewinnung kortikalen und spongiosen Knochens.

Während des Schabens wird der Knochen in einer Kammer gesammelt und gleichzeitig mit Blut vermischt. Das Knochenmaterial kann aus dem zuvor sterilisierten Bone-Scraper direkt implantiert werden. Mit der kostengünstigen Einwegklinge hat der Behandler stets ein scharfes und ergiebiges Instrument zur Verfügung.

### Wesentliche Vorteile:

- ergonomisch perfekt
- einfache Reinigung
- schnell auswechselbare Einwegklinge
- einfache Anwendung
- kostengünstig



**Bone-Scraper II**

**47.957.15**

angulierte Version

**ZEPF-Design**, mit Überwurfhülse und Einwegklinge, M 1:1

### Ersatzteile: Einwegklinge

**47.957.30**

VPE 3 Stück

**47.957.50**

VPE 5 Stück

### Überwurfhülse

**47.957.70**

### Griff ZEPF-Design

**47.957.60**

gerade Version

**47.957.65**

angulierte Version



**Abbildung**

**Artikelbeschreibung**

**Bestellmenge**



**47.957.10**

1 Stück

Bone-Scraper II gerade, Ø 6 mm  
mit Überwurfhülse und einer Klinge, **ZEPF**-Design



**47.957.15**

1 Stück


Bone-Scraper II anguliert, Ø 6 mm  
mit Überwurfhülse und einer Klinge, **ZEPF**-Design



**47.957.20**

1 Set

Bone-Scraper II gerade, Ø 6 mm, mit Hülse und  
Klinge Ø 6 mm, inkl. 3 Ersatzklingen



**47.957.25**

1 Set

Bone-Scraper II anguliert, Ø 6 mm, mit Hülse und  
Klinge Ø 6 mm, inkl. 3 Ersatzklingen

**Ersatzteile für Bone-Scraper II**



**47.957.30**

1 Set

3 Ersatzklingen, rund, Ø 6 mm, plus eine Ersatzhülse



**47.957.50**

1 Set

5 Ersatzklingen, rund, Ø 6 mm, plus eine Ersatzhülse



**47.957.60**

1 Stück

Griff gerade, **ZEPF**-Design



**47.957.65**

1 Stück



Griff anguliert, **ZEPF**-Design



**47.957.70**

1 Stück

Hülse für Bone-Scraper II



AESTHETIC IS THE RESULT

