


Close to you.

MANUFACTURER SINCE 1921

Bone Grafting Kit
im **BIONIK**-Griff



BIONIKTM



reddot design award
winner 2010

ZEPF | *dental*
newsticker

Bone Grafting Kit im **BIONIK**-Griff


Ideal abgestimmtes Instrumentarium im **ZEPF BIONIK**-Griff für die Knochenaugmentation. Mit auswechselbaren Spitzen, Gewinde M4 x 0,5, bestehend aus:

47.848.00

Bone Grafting Kit

inkl. 1/3 Waschräumen

REF 85.182.00.



47.848.01

Graft Carrier Plugger

Stopfer/Löffel Kombination zum Konturieren und Einbringen von Transplantaten. **BIONIK**-Griff, hellrot-magenta.



47.848.02

Graft Material Carrier

Augmentatapplikator und Löffel Kombi-Instrument für das sichere Einbringen von unterschiedlich großen Transplantaten an der Empfängerstelle. **BIONIK**-Griff, gelb.



47.848.03

Graft and Sinus Packer

Plan-/Kugelstopfer Kombinationsinstrument zum Verdichten von Augmentationsmaterial. **BIONIK**-Griff, türkis-lichtblau.



24.532.19

Titan Planstopfer Instrument

mit Graduierung 3/6/9/12/15 mm zur Tiefenmessung und für das Verdichten von Augmentationsmaterial am Implantat. **BIONIK**-Griff, gelbgrün.

Ø 1,0 mm

Graduierung:

3,0 mm —
6,0 mm —
9,0 mm —
12,0 mm —
15,0 mm —

Ø 2,0 mm