


Close to you.

MANUFACTURER **SINCE 1921**

ZEPF Knochenblockhalter mit Stativ

Ihre dritte Hand!





ZEPF | *dental*
newSticker



ZEPF Knochenblockhalter mit Stativ

Ihre dritte Hand!

Im Stativ eingespannt, kann der Knochenblock, in der Spannzange fixiert, exakt bearbeitet werden. Über den Schnellverschluss ist der Knochenblockhalter schnell und bequem vom Stativ zu lösen. Anschließend ist der Knochenblockhalter durch seine ergonomische und leichte Bauweise optimal geeignet, das Transplantat im OP-Gebiet zu fixieren.



47.956.20

ZEPF Knochenblockhalter



47.956.30

ZEPF Stativ für Knochenblockhalter

47.956.10

Set:

ZEPF Knochenblockhalter mit Stativ



Demontage

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

